



Closed Foley System

ウロシステム

コンファ ウロシステムIII フォーリーキット(ショートタイプ)



●コンファ フォーリーキット(ショートタイプ)





Closed Foley System コンファ ウロシステムⅢ

フォーリーキット (ショートタイプ)

- ●フォーリーバルーンカテーテルと、閉鎖式採尿バッグがシール接続されています
- ●クローズドシステムの採用により、尿路感染防止に有効です

- ●販売名:コンファウロシステム
- ●特定保険医療材料/認証番号 218AIBZX00059000
- ●管理医療機器 ●泌尿器用力テーテル挿入・採尿キット
- ●JMDN□-ド:14292000











カテーテル

生体に対し組織反応が極めて少な く、撥水性、非付着性、耐薬品性 に優れたシリコーン製力テーテル を使用しています。

尿採取口(ニードルレスタイプ)

いてない一般的なスリップタイプ 及びロックタイプのディスポーザ ブルシリンジをご使用ください。

ドリップチャンバー

針刺切創防止対策により、尿採取 ドリップチャンバーは排尿路の物 排尿時に片手で作業できるコックロはニードルレス採尿ポートを採 理的遮断により、逆流しにくい構 ハンドルを使用することにより、用しました。採尿時には、針の付 造になっており、尿がスムーズに 簡単に排尿作業ができるようにな 落下するようにストレートタイプ りました。 にしました。

排尿部分

製品規格

商品名	商品コード	規格/カラーコード	バッグ 容量	入数	ケース 入数	JANコード
フォーリーキット (ショートタイプ)	806521210	2WAY 12Fr 5mL	2000mL	10セット	4箱	4534089809873
	806521410	2WAY 14Fr 10mL	2000mL	10セット	4箱	4534089809880
	806521610	2WAY 16Fr 10mL	2000mL	10セット	4箱	4534089809897
	806521810	2WAY 18Fr 10mL	2000mL	10セット	4箱	4534089809903
	806522010	2WAY 20Fr 10mL	2000mL	10セット	4箱	4534089809910

償還区分 規格 膀胱留置用力テーテル2管一般(Ⅱ) ①標準型 2WAY 12~20Fr 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ) ①標準型

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合もございますのであらかじめご了承下さい。 ※ご使用に際しては添付文書をよくお読み頂くようにお願いします。

社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415 TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233 (E-mail) fine@fthree.co.jp (HP) https://www.fthree.co.jp/

代理店