

衛生材料／医療ガーゼ

- Q** 医療ガーゼが黄色く変色してますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 医療ガーゼの繊維は高温により多少変色する場合がありますが、品質・効果に問題はありませんので、安心してご使用ください。
- Q** 医療ガーゼに黒や茶色のシミがありますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 綿花の収穫や織布作業に使用している機械の潤滑油が付着したものと考えられます。1～2mm程度の付着なら安全性に問題ありませんが、大きな汚れについては、使用を避けてください。
- Q** 医療ガーゼに綿埃が織り込まれてますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 織布工程中にたまった綿埃の混入です。脱脂漂泊工程を通りますので安全性は問題ないのですが、機械油を含んだ綿埃が混入する場合があります。これらの製品の使用は避けて下さい。
- Q** 医療ガーゼは再利用できますか？
- A** 医療ガーゼの再利用は、衛生上の観点からできません。
- Q** 医療ガーゼに織りむらがありますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 製織の工程で縦糸にたるみがあると稀に糸の片寄りが生じますが、安全性には問題ありませんのでそのままご使用ください。
ただし、横糸が抜けている場合は、厚生労働省が定める医療ガーゼ基準により、規格外品の扱いとなりますので使用は避けてください。
- Q** 不織布とはどのようなものですか？
- A** 文字通り「織っていない布」のこと。繊維あるいは糸などを織ったりせず、熱的、機械的、化学的作用により繊維を接着またはからみ合わせた薄いシート状の布のことをいいます。

衛生材料／医療脱脂綿

- Q** 医療脱脂綿に黒や茶色のシミがありますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 綿花の収穫や織布作業に使用している機械の潤滑油が付着したものと考えられます。1～2mm程度の付着なら安全性に問題ありませんが、大きな汚れについては、使用を避けてください。
- Q** 医療脱脂綿に色つきの糸が混入していますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 綿花収穫の際に、綿花と一緒に収穫作業者の衣服やひもなどのほかの繊維等が混入する場合があります。万一使用しても安全性に問題ありませんが、規格外ですので使用はさけて下さい。
- Q** 医療脱脂綿が黄色く変色してますが、使用しても大丈夫ですか？
- A** 医療脱脂綿の繊維は高温により多少変色する場合がありますが、品質・効果に問題はありませんので、安心してご使用ください。

その他

- Q** いつまで使用できますか？
- A** 滅菌製品は有効期限までに消費してください。
未滅菌製品については、未開封の状態で製造日(LOT)より3年以内の消費を目安としております。保管状況により変質する恐れがありますので、目安とお考え下さい。保管する場合は、ホコリや湿気が少なく、直射日光が当たらない場所で保管をしてください。