

医04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール (JMDNコード11028000)

## ファイン綿球

### 再使用禁止

---

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

### \*【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社エフスリー**

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、綿繊維を脱脂した物を球状製品にし、微小セルローズ繊維を噴霧したものである。

### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊。

### \*【使用方法等】

使用目的に応じ滅菌して、適宜使用する。

滅菌は、EOG滅菌を行う。

### \*【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。