



Closed Foley System

閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)



COMP IJZJ-



Closed Foley System

閉鎖式採尿バッグ





チャンバー

尿採取口 (ニードルレスタイプ)



排尿部分



導尿チューブを太くすることによ り、折れ曲がりにくくなり、尿の流れ

また、チューブの内側を閉塞しにく い形状にしましたので、万が一折れ ても尿の流れは確保できます。

落下します。

ストレートタイプでスムーズに尿が 針刺切創防止対策により、尿採取口 排尿時に片手で作業できるコック はニードルレス採尿ポートを採用しま ハンドルを使用することにより、 した。採尿時には、針の付いてない 簡単に排尿作業ができるようにな もスムーズになりました。 一般的なスリップタイプのディスポ りました。

ーザブルシリンジをご使用下さい。

製品規格

商品名	商品コード	規格	入数	ケース 入数	JAN⊐-F*
閉鎖式採尿バッグ (スタンダードタイプ)	800025016	2500mL	10枚	6箱	4534089800436

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合もございますのであらかじめご了承下さい。

社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415 TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233 〈E-mail〉 fine@fthree.co.jp (HP) https://www.fthree.co.jp/

ſ	ť	理	店