

COMMUNICATION MEDICAL FINE

COMF[®]

Extraction Bag

HOSPITAL
SUPPLY

オペレーション
システム

組織回収バッグ コンファ ラパ TC バッグ



- コンファ ラパ TC バッグ (TypeA / バッグタイプ)
- コンファ ラパ TC バッグ (TypeC / ハンドルタイプ)


COMMUNICATION MEDICAL FINE

COMF[®] エフスリー

組織回収バッグ

コンファ ラパ TC バッグ (TypeA / バッグタイプ)



- 販売名：コンファ 組織回収バッグ
- 届出番号 23B2X00011000086
- 一般医療機器
- 組織収納サック
- JMDNコード：70169000



- ◎ 不浸透性・耐裂性ポリウレタン製の丈夫な透明バッグです。
- ◎ バッグ開口部に形状記憶ワイヤーを採用しており、腹腔内での開閉が容易です。
- ◎ シャフト使用時は 10mm/12mm のトロカールで使用可能です。

コンファ ラパ TC バッグ (TypeC / ハンドルタイプ)

- 販売名：コンファ 組織回収バッグ
- 届出番号 23B2X00011000086
- 一般医療機器
- 組織収納サック
- JMDNコード：70169000



- ◎ 不浸透性・耐裂性ポリウレタン製の丈夫な透明バッグです。
- ◎ 握りやすいハンドル形状の為、使用感にストレスがありません。
- ◎ ユニークな開口部のデザインによりバッグからリングを取り外すのが容易です。
- ◎ 10mm/12mm のトロカールで使用可能です。

商品名	商品コード	規格	バッグ容量	入数	ケース入数	JANコード
コンファ ラパ TC バッグ	790100200	TypeA バッグタイプ	200mL	5本	20箱	4534089820205
	790200300	TypeC ハンドルタイプ	300mL	5本	20箱	4534089820236

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読み頂くようにお願いします。

 株式会社エフスリー

本社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233
〈E-mail〉 fine@fthree.co.jp
〈HP〉 https://www.fthree.co.jp/

代理店